

NEW!
1サンプルあたり
約**312円**

研究用 自動磁気ビーズ核酸抽出装置

ACTRA Flex



定価 **¥ 1,500,000-** (税抜)



32 検体同時抽出可能




DNA/RNA 共通専用キット


最短抽出可能時間 15 分

10 インチのタッチパネルで入力

プロトコルは 500 通り登録可能



マグネットビーズによる核酸抽出の仕組み



装置仕様

製品名	ACTRA Flex
製品コード	AX-1000
サンプル処理数	1~32
処理量	30~900 μ L
ウェル間ばらつき	CV<3%
磁気ビーズ回収率	>95%
インターフェース	10インチタッチパネルモニタ
振とうスピード	3段階
庫内滅菌	UV照射(タイマー機能付)
内蔵ヒーター	室温~120 $^{\circ}$ C
本体サイズ	W400×D400×H450(mm)
重量	35kg
電源	AC100V
使用環境	10~40 $^{\circ}$ C、>80%RH

研究用 消耗品

製品名	Nucleic Acid Extraction and Purification Kit	
製品コード	AX-10032	AX-20032
入数	32 サンプル	
核酸	DNA/RNA	
対象サンプル	細胞培養液、 ウイルス培養液、 鼻腔/口腔ぬぐい液、 肺胞洗浄液	血清、血漿、尿、 便、喀痰、 口腔咽頭/ 鼻咽頭分泌物
内容	96 Nucleic Acid Extraction Reagents (Prepacked)	96 Nucleic Acid Extraction Reagents (Prepacked) Proteinase K、 Proteinase K 希釈液
スタートサンプル量	200 μ L	
純度(OD260/280)	1.7~2.1	
保存	室温	
価格(税別)	¥ 10,000-	

ジェイテックコーポレーション

株式会社ジェイテックコーポレーション
〒567-0086 大阪府茨木市彩都やまぶき 2-5-38
E-mail: info@j-tec.co.jp

お問合せは

072-655-2786 (営業直通)

受付時間: 土、日、祝日及び当社指定定休日を除く
9時~17時30分

販売代理店